

**Laborgeräte für die Röntgen-Fluoreszenz-Analyse(RFA)**  
*labware for x-ray fluorescence analysis (XRF)*


**Tiegel mit Doppelkonus**  
*crucible with double-cone*



**Tiegel mit Doppelkonus**  
*crucible with double-cone*

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5

ø zwischen Konen <i>ø between two cones</i> [mm]	ø innen <i>internal</i> øU [mm]	øO	Höhe <i>height</i> H [mm]	Bodendicke <i>base thickness</i> B [mm]	ca. Gewicht <i>approx. weight</i> [g]	m&k-code
34	29	38	39,3	0,8	53	TDK1
36	34	40	40	0,8	64	TDK2
41	36	45	43,3	0,8	75	TDK3



Die Perl-Höhe (Ph in der Skizze) beträgt standardmäßig 3 mm. Andere Perl-Höhen können auf Wunsch angefertigt werden.  
*The Perl-height (Ph in the sketch) is 3 mm as standard. Other Perl-heights can be made on request.*

**Zubehör/Rückgewinnung von Edelmetallen**  
*accessories/recovery of precious metals*

Instrumente und Werkzeuge erleichtern nicht nur die Arbeit mit Edelmetallgeräten, sondern sind oft auch grundlegend wichtig für die Qualität der Probenbearbeitung und für die Lebensdauer der Geräte.

*Instruments and tools not only make it easier to work with precious metal devices, but are often also of fundamental importance for the quality of sample processing and the lifetime of the devices.*

Unser Service für Sie:

- „gläserne Schmelze“ - Sie sind bei Schmelze und Analyse Ihres Materiales auf Wunsch dabei
- Edelmetallmanagement inkl. Abholung des Altmaterials
- Beprobung und Effektivitätsberechnung
- kostenlose Metallkontoführung und Transfers innerhalb Deutschlands

*Our service for you:*

- „transparent melt“ - you are present during melting and analyzing your material on request
- precious metal management including collection of the old material
- sampling and efficiency calculation
- free metal account management and transfers within Germany



m&k gmbh  
 Im Camisch 49  
 07768 Kahla

Telefon: +49 (0) 36424-8110  
 Fax: +49 (0) 36424-81121  
 E-Mail: [mail@mk-edelmetall.de](mailto:mail@mk-edelmetall.de)  
[www.mk-webseite.de](http://www.mk-webseite.de)